



OPILEX[®]
FLUSH SYRINGE[™]




OPILEX



OPILEX[®] FLUSH SYRINGE[™]

FLUSH SYRINGE[™] Ray Inc[▲] For a Better Life


오피렉스 플러쉬 시린지는 혈관접속용 기구(VAD)의 개방성을 평가하고, 유지하기위한 기본적인 중재 방법으로 카테터 삽입 시 혈관의 위치 확인, 카테터 유지 시 막힘현상과 같은 카테터의 이상유무를 확인하는데 사용합니다. 시린지는 Normal Saline이 충전 되어있어 수작업을 하는 의료진의 시간적 물리적인 이점이 있으며, 충전 과정에서 발생하는 제품의 감염 위험, 의료진의 자상사고 위험 등을 예방합니다. 또한, 혈류감염의 예방 및 발생률 감소, 無 방부제로서 신생아, 소아환자에게 적절한 투약, Luer-Lok Type으로 약물이 새는현상을 방지합니다. 직경이 일정 하여 카테터와 조직의 소상을 최소화하며, 정량충진으로 CDC, JCI 등의 안전 가이드라인을 준수 할 수 있습니다.



비이식형 혈관 접속용 기구

CUT FIX[™] OPILEX OPILEX CO., LTD.


오피렉스 컷픽스는 거즈, 붕대, 카테터 등의 고정 용도로 사용되는 일회용 부직점착테이프입니다. 저 자극 점착제를 사용한 컷픽스는 **Dual Safe(2중PET이형지설계)**와 **Easy peeling(쉬운박리)** 기술을 적용하여 점착제가 손에 닿지 않아 발생할 수 있는 감염(infection)을 방지하여 보다 위생적입니다. 보풀을 최소화한 부직포의 사용으로 민감한 피부를 보호하고, 높은 통기성으로 피부호흡이 원활합니다.



오피아이 컷 픽싱

VISIBLE I.V[™] VISIBLE FILM[™] OPILEX OPILEX CO., LTD.

오피렉스 비저블 I.V는 거즈, 붕대, 카테터 등의 고정 및 보호 용도로 사용되는 일회용 Polyurethane film 드레싱 입니다. 저 자극 점착제를 사용한 비저블 I.V은 **Water block(방수)** 기능으로 수분, 먼지, 세균 등을 차단하여 2차 감염을 방지하며, **Ultra Thin(초박형두께)**로 굴곡진 부위의 적용에도 아주 얇게 밀착됩니다. 투명한 재질의 Polyurethane film은 의료행위 후 직접적인 모니터링이 가능하며, 부직반창고(1.5mm x 2줄)이 추가되어있어 I.V라인을 편리하게 고정할 수 있습니다.



오피아이 비저블 아이브이

오피아이 비저블 필름



OPI-CFS | EDI 비급여코드 **BM51070P**
OPI-FS | EDI 비급여코드 **BM51010P**
OPI-VFS | EDI 비급여코드 **BM51020P**

Description	
제품명	오피렉스 플러쉬 시린지
품목명	비이식형 혈관 접속용 기구
모델명	(OPI-CFS , OPI-FS , OPI-VFS) 3,5,10ML
제품구분	일회용의료기기 (의약외품·의료기기 복합·조합품목)
멸균여부	EO GAS 멸균
판매원	주식회사 오피렉스 부산북구 효열로 111 부산지식산업센터 109, 110호
수입원	(주) 레이아이앤씨 서울시 송파구 법원로4길 5, 3층 319호

Size / Packing				
REF	SYRINGE	CUT FIXING	INBOX	CTN
OPI-CFS-3ML	3ml	7.5cm X 9cm	30EA	360EA
OPI-CFS-5ML	5ml	7.5cm X 9cm	30EA	360EA
OPI-CFS-10ML	10ml	7.5cm X 9cm	30EA	360EA
OPI-FS-3ML	3ml	7.5cm X 9cm	30EA	360EA
OPI-FS-5ML	5ml	7.5cm X 9cm	30EA	360EA
OPI-FS-10ML	10ml	7.5cm X 9cm	30EA	360EA
OPI-VFS-3ML	3ml	7.5cm X 9cm	30EA	360EA
OPI-VFS-5ML	5ml	7.5cm X 9cm	30EA	360EA
OPI-VFS-10ML	10ml	7.5cm X 9cm	30EA	360EA

판매원